

VÉR MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ

MAGYAR HEREFORD, ANGUS, GALLOWAY TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

H-7400 Kaposvár, Dénesmajor 2., Tel.: 0682/316-610, 312-331, Fax: 0682/510-046, e-mail: hereford@t-online.hu



VÉR MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ DNS ALAPÚ SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉSHEZ

A pontos vizsgálati eredmények érdekében kérjük, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. Az állat fülszámának azonosítása, a tesztsíkon történő felírása.
2. Az állat fülének tisztítása nedves törlővel, ha szükséges.
3. Egy sima oltó tűvel (18G-s méret) az állat fülének belső részében futó éren egy határozott mozdulattal szúrást ejteni. (A vérvétel helyére ez a javasolt, de vehető minden más testtájrról is.)
4. A kijövő vérre a papírt rá kell nyomni úgy, hogy legalább 2 kör legyen véres.
5. Az alábbi képen látszik, hogy mennyi vér elégséges. (Ha nem sikerül beletalálni a körökbe, az sem nagy gond, de jobb, ha ott van!)
6. Fontos, hogy minden egyes állatnál steril tűt kell használni.
7. Várja meg, amíg a kártya megszárad, helyezze vízhatlan borítékba és a mintavételtől számítva, 24 órán belül postázza. (A papír megfogásához nem szükséges kesztyűt húzni.)
8. A mintavételhez szükséges papír Egyesületünknel igényelhető!
9. Kérjük, az alábbi címre szíveskedjen postázni a borítékot:

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete
H-7400 Kaposvár, Dénesmajor 2.

